


CelluLight™



Le CelluLight™ allie la technologie du laser de faible puissance (utilisée en institut) et le Liporeductyl - sérum riche en caféine - pour stimuler le processus métabolique cellulaire, favoriser la microcirculation et réduire les capitons tout en améliorant la texture et l'élasticité de la peau.



Test par application locale

Même si le CelluLight est hypoallergénique, nous vous recommandons de faire un test par application locale 24 heures avant utilisation. Choisissez une petite zone située sur l'avant-bras pour l'application du sérum et de la crème raffermissante. En cas d'irritation de la peau, il conviendra de ne pas continuer le traitement.

Précautions

Pour usage externe uniquement. N'ingérez pas.
N'utilisez ni sur une peau infectée, abîmée ou irritée, ni sur une cicatrice non guérie. Retirez toute trace de gras sur votre peau à l'aide d'une lotion tonifiante douce.
Évitez tout contact direct avec les yeux. En cas de contact du sérum ou de la crème raffermissante avec les yeux, rincez abondamment à l'eau. Ne fixez pas le laser directement.
Tenez l'appareil hors de portée des enfants. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
N'utilisez pas l'appareil dans les 48 heures qui suivent une épilation (avec ou sans cire).

Installation de la pile



Votre CelluLight fonctionne avec un adaptateur ou une pile. Pour mettre en place la pile, il suffit d'ouvrir le petit compartiment situé sous l'appareil. Utilisez seulement une pile PP3, MN1604 ou 6LR61.


Important - Ne tirez jamais sur les fils pour débrancher la pile.

La prise de l'adaptateur (8) se branche sur la sortie de l'adaptateur (6) située sur le côté de l'appareil.

Traitement


L'utilisation d'un miroir peut s'avérer utile.

Nous vous conseillons d'utiliser le sérum enrichi à la caféine le matin et la crème de nuit active raffermissante le soir, en laissant un intervalle de 6 heures entre chaque application. L'idéal serait de ne pas laver ou rincer la zone traitée durant les 6 heures suivant le traitement.



TRAITEMENT DU MATIN - ÉTAPE 1


Branchez l'une des extrémités du câble en spirale sur la sonde et l'autre sur la console. Le câble doit être correctement raccordé. Ensuite, branchez l'adaptateur ou la pile.



ÉTAPE 2


Déposez une noisette de sérum sur la zone à traiter (par exemple l'arrière de la cuisse) et massez énergiquement pendant au moins 5 minutes ou jusqu'à ce que le sérum ait complètement pénétré la peau.

Attendez 5 minutes avant de commencer le traitement au laser.




ÉTAPE 3

Appuyez et maintenez la pression sur le bouton Marche/Arrêt (ON/OFF) jusqu'à ce que les boutons s'allument.




ÉTAPE 4

Placez le bout de la sonde sur la peau et faites une légère pression. Déplacez la sonde lentement sur la peau en effectuant des mouvements circulaires. Il faut compter environ 5 minutes pour traiter une cuisse.




ÉTAPE 5

Pour changer l'intensité du traitement, utilisez les boutons + ou -. Huit réglages sont possibles. Lorsque le réglage le plus élevé ou le plus bas est atteint, le bouton se met alors à clignoter trois fois. Vous pouvez régler au plus haut pour un maximum d'effet (non indiqué pour les peaux sensibles).



ÉTAPE 6


Une fois le traitement terminé, il suffit d'appuyer pendant plusieurs secondes sur le bouton ON/OFF pour éteindre l'appareil. Les voyants s'éteignent instantanément.



TRAITEMENT DU SOIR - ÉTAPE 7

Après un intervalle d'au moins 6 heures (par rapport au traitement du matin), répétez les étapes 2 à 6 mais cette fois-ci en utilisant la crème de nuit active raffermissante.

Votre CelluLight



- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1 Console | 7 Câble en spirale |
| 2 Bouton + | 8 Adaptateur secteur |
| 3 Bouton Marche/Arrêt (ON/OFF) | 9 Mode d'emploi |
| 4 Bouton - | 10 Pile |
| 5 Sonde | 11 Sérum |
| 6 Adaptateur secteur | 12 Crème raffermissante |

Questions fréquentes

Comment fonctionne le CelluLight ?

Le CelluLight allie la technologie du laser de faible puissance (utilisée en institut) et la Liporeductyl - sérum riche en caféine - pour stimuler le processus métabolique cellulaire, favoriser la microcirculation, et réduire les capitons tout en améliorant la texture et l'élasticité de la peau. Les personnes ayant une peau sensible peuvent ressentir une sensation de picotement, bien que dans la plupart des cas, aucune gêne n'est perceptible.

Sur quelles zones du corps puis-je utiliser le CelluLight ?

La cellulite affecte principalement les membres inférieurs, le ventre et la région pelvienne. Grâce au principe de rajeunissement naturel du CelluLight, vous pouvez traiter n'importe quelle zone de votre corps.

Le laser provoque-t-il des brûlures ?

Non. Le CelluLight est un laser de faible puissance, qui agit doucement sur la peau. Le traitement est très confortable et sûr, et il n'existe aucun risque de brûlure. Le CelluLight permet de stimuler le processus de rajeunissement naturel, améliorant la texture de la peau sans la traumatiser.

Existe-t-il des effets secondaires ?

La technologie au laser de faible puissance n'a pas d'effets secondaires connus. Cependant, si vous remarquez une réaction indésirable, vous devez arrêter le traitement.

Puis-je utiliser le laser sans le sérum ou la crème ?

Le CelluLight est un concept complet, nous ne recommandons donc pas l'utilisation seule du laser. L'utilisation du sérum et de la crème raffermissante augmente les effets du laser de faible puissance, améliore les résultats sur la peau et favorise le processus de réduction des capitons.

Quelle est la fréquence d'utilisation des crèmes et du laser ?

Nous recommandons d'utiliser le sérum le jour et la crème de nuit le soir, en laissant au moins 6 heures entre chaque application. Pour un résultat maximal, faites pénétrer complètement le sérum et la crème avant d'utiliser le laser. Utilisez le laser après chaque application de crème.

Conseils pratiques

- Pour un résultat optimal, exfoliez votre peau avant chaque traitement.
- Pour un résultat à long terme, il convient de respecter un régime alimentaire sain et équilibré, et de boire beaucoup d'eau. Optez pour une alimentation riche en fruits et en légumes frais, et consommez graisses à tartiner et huiles végétales le moins souvent possible. Évitez le grignotage riche en graisse, en sucre et en sel.

Nettoyage et entretien

- Utilisez exclusivement ce produit avec l'adaptateur secteur fourni.
- Ne plongez ni l'appareil ni la sonde dans l'eau.
- Nettoyez la sonde et la console à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
- Si cet appareil se comporte de manière imprévue, il est possible que des interférences électromagnétiques externes soient en cause. Vous devez éliminer cette source d'interférences et remettre en marche l'appareil pour qu'il fonctionne à nouveau correctement. À aucun moment le laser ne se déclenche de manière inopinée.
- Ne démontez, ni ne réparez PAS. Si vous rencontrez un problème à l'utilisation de cet appareil, contactez le service clientèle.
- N'utilisez pas l'adaptateur s'il est endommagé ou si l'appareil ne fonctionne pas correctement.

MISE AU REBUT

EN FIN DE VIE de cet appareil, il convient de vous débarrasser de l'appareil, de l'adaptateur secteur et des piles conformément aux règles locales en vigueur. À défaut, vous pouvez les retourner à The Dezac Group Ltd., Cheltenham, PO Box 54, GL14 2WW, Royaume-Uni.



Il est IMPÉRATIF de ne pas les jeter avec les déchets ménagers.

Formule cosmétique

Sérum : Deionized Water (Aqua), Mixture of Glycerin and Lecithin, Caffeine, Butcherbroom (Ruscus Aculeatus), Root Extract, Maltodextrin, Silica, TEA-Hydroiodide, Ivy (Hedera Helix) Extract, Carnitine, Escin, Tripeptide-I, Xanthan Gum, Carrageenans (Chondrus Crispus), EDTA, Phenoxethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, Imidazolidinyl Urea, Glycerin USP, Propylene glycol, Cinnamomum Zeylanicum, Carbomer, Diazolidinyl urea (and) Iodopropynyl butyl carbamate, Triethanolamine

Crème raffermissante : Deionized Water (Aqua), Mixture of Glycerin and Lecithin, Caffeine, Butcherbroom (Ruscus Aculeatus), Root Extract, Maltodextrin, Silica, TEA-Hydroiodide, Ivy (Hedera Helix) Extract, Carnitine, Escin, Tripeptide-I, Xanthan Gum, Carrageenans (Chondrus Crispus), EDTA, Phenoxethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, Imidazolidinyl Urea, Glycerin USP, Paraffin Oil, Stearic Acid, Glyceryl Monoesterate, Isopropyl Palmitate, Triethanolamine, Cetyl Alcohol, Diazolidinyl urea (and) Iodopropynyl butyl carbamate, EDTA, Methylparaben, Carbomer, 2,6-Di-t-butyl-p-cresol, Benzophenone 4

Conforme aux normes de sécurité européennes relatives aux cosmétiques.

Service clientèle

Pour tout renseignement complémentaire, ou en cas de difficulté lors de l'utilisation de ce produit, veuillez appeler notre service d'assistance Rio Careline au +44 (0)1242 702345 ou envoyer un courriel à : online@riobeauty.com


Pour vous abonner en ligne à notre garantie de deux ans, veuillez aller sur : www.riobeauty.com/warranty_online.htm

Veuillez lire attentivement les instructions et les conserver pour une consultation future.

Dezac® et CelluLight™ sont des marques déposées de The Dezac Group Ltd © The Dezac Group Ltd 2007
PO Box 17, Cheltenham Spa, Angleterre GL53 7ET
www.riobeauty.com



CelluLight™



CelluLight™ maakt gebruik van schoonheidssalon-lasertechnologie van laag niveau (LLLT Low Level Laser Technology), voor een gecombineerd behandelingsprogramma met liporeductyl dat met cafeïne is verrijkt om het metabolische proces van de cellen te stimuleren, de microcirculatie te verbeteren, huidverdichtingen te verminderen en om de huid gladder en elastischer te maken.



CLASS 2 LASER PRODUCT

allergietest

Ook al is de CelluLight hypoallergeen, toch is het een goed idee om 24 uur vóór het gebruik een allergietest te doen. Behandel een klein stukje huid aan de binnenkant van de onderarm, zowel met het Behandelingsserum als met de Verstevigende crème. Als uw huid een allergische reactie vertoont, het product niet langer gebruiken.

voorzorgsmaatregelen

Alleen voor uitwendig gebruik. Niet doorslikken.
Niet gebruiken op huid die gebroken of ontstoken is of op littekens die nog niet geheeld zijn.
Haal met een milde huidtoner alle olie van de huid af.
Contact met de ogen vermijden. Als het Behandelingsserum of de Verstevigende crème in de ogen terechtkomt, dient u ze met een ruime hoeveelheid water uit te spoelen. Kijk nooit recht in het laserlicht.
Uit de buurt van kinderen houden. Niet geschikt voor gebruik door kinderen jonger dan 14.
Niet gebruiken binnen 48 uur na ontharing met wax of epilatie.

de batterijen plaatsen




Uw CelluLight functioneert met een adapter of op batterijen. Als u de batterij wilt plaatsen, opent u het kleine vakje aan de onderzijde van het regeltoestel. Gebruik alleen een PP3, MN1604 of 6LR61 batterij.
Belangrijk - Nooit aan de draden trekken om de batterij los te maken.

De stroomadapter (8) wordt in het contact aan de zijkant (6) gestoken.

behandeling

Het is vaak een goed idee om een spiegel bij de hand te hebben.

Aangeraden wordt het Behandelingsserum dat met cafeïne is verrijkt's ochtends te gebruiken en de Nacht Actieve Verstevigende crème's avonds, waarbij u tussen de twee behandelingen in minstens 6 uur wacht. Het beste is om u niet te wassen en geen douche te nemen binnen 6 uur na de behandeling.



OCHTENDBEHANDELING – STAP 1


Steek één uiteinde van het gewikkelde snoer in het peninstrument en het andere uiteinde stevig in het regeltoestel. Sluit de stroomadapter of de batterij aan.



STAP 2


Masseer een kleine hoeveelheid Behandelingsserum minstens 5 minuten op krachtige wijze in de te behandelen huid (de achterkant van uw been), totdat al het serum door de huid is geabsorbeerd.

Laat de huid 5 minuten rusten, voordat u met de lasertherapie begint.




STAP 3

Houd de aan/uit-knop ingedrukt, totdat de knopjes aan gaan.




STAP 4

Zet de punt van het peninstrument op de huid en druk er lichtjes tegen aan. Verplaats het peninstrument langzaam met een ronde beweging over de huid. De behandeling van een dijbeen duurt ongeveer 5 minuten.



STAP 5

Als u de intensiteit van de behandeling wilt veranderen, gebruikt u de omhoog- of omlaag-knop. Er zijn 8 instellingen. De knop zal driemaal knippen wanneer de hoogste of laagste stand is bereikt. Tenzij u een gevoelige huid hebt, kunt u voor een optimaal resultaat de hoogste stand gebruiken.



STAP 6


Zet het regeltoestel na de behandeling uit door de aan/uit-knop ingedrukt te houden. Alle lichtjes gaan uit.



AVONDBEHANDELING – STAP 7

Herhaal stappen 2 t/m 6 minstens 6 uren na de ochtendbehandeling, maar gebruik dit keer Nacht Actieve Verstevigende Crème.

uw CelluLight



- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1 Regeltoestel | 7 Gewikkeld snoer |
| 2 Omhoog-knop | 8 Stroomadapter |
| 3 Aan/uit-knop | 9 Gebruiksaanwijzing |
| 4 Omlaag-knop | 10 Batterij |
| 5 Peninstrument | 11 Behandelingsserum |
| 6 Stroomadaptercontact | 12 Verstevigende crème |

veel gestelde vragen

Hoe functioneert CelluLight?

CelluLight maakt gebruik van schoonheidssalon-lasertechnologie van laag niveau (LLLT Low Level Laser Technology), voor een gecombineerd behandelingsprogramma met liporeductyl dat met cafeïne is verrijkt om het metabolische proces van de cellen te stimuleren, de microcirculatie te verbeteren, huidverdichtingen te verminderen en om de huid gladder en elastischer te maken. Mensen met een gevoelige huid krijgen vaak een tintelend gevoel, maar de meeste mensen voelen niets.

Op welke plekken van mijn lichaam kan ik CelluLight gebruiken?

Cellulitis komt meestal voor in de onderste ledematen, bij de buik en rond het bekken. Aangezien CelluLight een natuurlijk verjongingsproces is, kunt u het overal op uw lichaam gebruiken.

Kan de laserstraal brandwonden veroorzaken?

Nee. CelluLight is een toestel dat een zwakke laserstraal produceert, die onschadelijk is voor de huid. De behandeling is comfortabel en veilig en er bestaat geen kans op brandwonden. CelluLight stimuleert een natuurlijk verjongingsproces, waardoor de conditie van uw huid op een niet-invasieve wijze wordt verbeterd.

Heeft deze behandeling bijwerkingen?

Voor zover bekend, heeft de technologie die gebruikt wordt van een zwakke laserstraal nooit bijwerkingen vertoond. Als u echter slecht op dit product reageert, dient u de behandeling onmiddellijk stop te zetten.

Kan ik de laser zonder het serum of de crème gebruiken?

CelluLight werd ontwikkeld als een complete oplossing. Daarom wordt niet aangeraden de laser alleen te gebruiken. Door het Behandelingsserum en de Verstevigende Crème te gebruiken, wordt het effect van de lasertechnologie versterkt, waardoor de huid een betere conditie krijgt en het proces wordt gestimuleerd waardoor de cellulitis minder wordt.

Hoe vaak moet ik de crèmes en de laser gebruiken?

Aanbevolen wordt om het serum overdag te gebruiken en de nachtcrème's nachts, waarbij u minstens 6 uren tussen de behandelingen wacht. Voor een optimaal resultaat masseert u het serum en de crème goed in de huid, voordat u de laser gebruikt. Gebruik de laser telkens wanneer u een crème op de huid aanbrengt.

tips & hints

- Voor het beste resultaat gebruikt u vóór de behandeling een peelingcrème.
- Voor een goede verzorging van uw huid op de lange termijn, dient u goed uitgebalanceerde voeding te gebruiken en een ruime hoeveelheid water te drinken. Eet veel vers fruit en groente en gebruik zo min mogelijk smeervetten en plantaardige oliën. Vermijd tussendoortjes die veel vet, suiker of zout bevatten.

verzorging en onderhoud

- Gebruik dit product alleen met de meegeleverde netstroomadapter.
- Het regeltoestel of het peninstrument nooit in water onderdompelen.
- Het peninstrument en het regeltoestel kunnen met een wat vochtige doek schoongeveegd worden.
- Als u merkt dat dit product op onverwachte wijze functioneert, dan kan dat veroorzaakt worden door een elektromagnetische storing. U moet de storingsbron verwijderen en het product opnieuw starten, voordat u de behandeling hervat. De laserstraal zal nooit per ongeluk aan gaan.
- Het toestel NOOIT uit elkaar halen of repareren. Als u problemen hebt met het gebruik van dit product, neem contact op met onze Klantenservice.
- Het regeltoestel niet gebruiken als de adapter beschadigd of defect is.

WEGGOOIEN

Zorg dat het regeltoestel, de stroomadapter en de batterijen AAN HET EINDE VAN HET PRODUCTLEVEN op de juiste manier van de hand worden gedaan, volgens de plaatselijke milieuvorderingen. U kunt ze ook retourneren aan: The Dezac Group Ltd., Cheltenham, PO Box 54, GL14 2WW, VK.



Ze mogen NOOIT samen met het huishoudafval worden weggegooid.

cosmetische formule

Behandelingsserum: Deionized Water (Aqua), Mixture of Glycerin and Lecithin, Caffeine, Butcherbroom (Ruscus Aculeatus), Root Extract, Maltodextrin, Silica, TEA-Hydroiodide, Ivy (Hedera Helix) Extract, Carnitine, Escin, Tripeptide-I, Xanthan Gum, Carrageenans (Chondrus Crispus), EDTA, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, Imidazolidinyl Urea, Glycerin USP, Propylene glycol, Cinnamomum Zeylanicum, Carbomer, Diazolydinil urea (and) Iodopropynyl butyl carbamate, Triethanolamine

Verstevigende crème: Deionized Water (Aqua), Mixture of Glycerin and Lecithin, Caffeine, Butcherbroom (Ruscus Aculeatus), Root Extract, Maltodextrin, Silica, TEA-Hydroiodide, Ivy (Hedera Helix) Extract, Carnitine, Escin, Tripeptide-I, Xanthan Gum, Carrageenans (Chondrus Crispus), EDTA, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, Imidazolidinyl Urea, Glycerin USP, Paraffin Oil, Stearic Acid, Glyceryl Monoesterate, Isopropyl Palmitate, Triethanolamine, Cetyl Alcohol, Diazolydinil urea (and) Iodopropynyl butyl carbamate, EDTA, Methylparaben, Carbomer, 2,6-Di-t-butyl-p-cresol, Benzophenone 4

Voldoet aan alle EU cosmetische veiligheidsreguleringen.

klantenzorg

Als u vragen hebt of als u problemen met dit product ondervindt, neem dan contact op met Rio Careline op
+44 (0)1242 702345
of stuur een e-mail naar:
online@riobeauty.com

Meld u online aan voor uw garantie van twee jaar. Ga naar:
www.riobeauty.com/warranty_online.htm

Lees deze aanwijzingen goed door. Bewaar de aanwijzingen goed.

© Dezac® en CelluLight™ zijn handelsmerken van The Dezac Group Ltd
© The Dezac Group Ltd 2007
PO Box 17, Cheltenham Spa, GL53 7ET, Engeland
www.riobeauty.com

