

CONTENTS

Ⓞ	English.....	Page 2
Ⓞ	Français.....	Page 12
Ⓞ	Deutsch.....	Page 22
Ⓞ	Nederlands.....	Page 32



PRECAUTIONS

Do not use if you have any of the following conditions:
Pacemaker or heart problems. Do not remove hair from moles or areas of sunburn or abrasions. Do not use during pregnancy. Ensure that all body piercings are removed from the area being treated. Do not use on sensitive areas such as; eyelids, the inner ear or on nasal hair.

RIO CUSTOMER CARE LINE

If you have any questions about your Rio Evolution, or if you experience any problems, please call the Rio Customer Care Line on 01242 702345.

RIO EVOLUTION


Using micro current technology Rio Evolution destroys the hair root and papilla to prevent future hair growth. The micro current changes the pH in the hair follicle to alkaline which then attacks the hair root and papilla cells (it is these cells which are responsible for hair growth). This action continues for sometime after the treatment is complete and the hair has been removed.

It is not always possible to kill all of the papilla cells in a single treatment and in these situations the hair may regrow. If it does regrow it is generally much finer and lighter than previously. Successive treatments will kill the papilla cells giving a permanent result. You may use your normal epilation methods in between treatments.



YOUR RIO EVOLUTION HAIR REMOVER

- 1. Tweezers**
- 2. Coiled Cable**
- 3. Console**
- 4. Conductive Gel**
- 5. Battery**
- 6. Instruction Booklet**

Please check you have all components before using your Rio Evolution Hair Remover, if you find any parts are missing please call our Careline on **01242 702345**.



RIO EVOLUTION HAIR REMOVER



RIO EVOLUTION HAIR REMOVER

- A. Tweezers.**
- B. Console.**
- C. ON/OFF/TIMER control dial.**
- D. Power Indicator. (GREEN)**
- E. Treatment Indicator. (AMBER)**
- F. Treatment Complete. Indicator (GREEN)**
- G. Coiled cable.**
- H. Tweezer Socket.**
- I. Adapter socket.**
- J. Battery Compartment.**

BEFORE YOU START

Connect one end of the coiled cable to the tweezer (A) and the other end into the tweezer socket (H) on the console (as shown in the image opposite).

FITTING THE BATTERY

To fit the battery open the small compartment (J) on the underside of the console. Use only a PP3, MN1604 or 6LR61 battery.

INSTRUCTIONS

Please Note: Some people may experience a slight redness when the hair has been removed. This is quite normal and will fade within an hour or two.

Before starting remove any make-up and clean the treatment area using soap and water.



1. Apply a small amount of conductive gel to the hairs which are to be treated OR put a blob of gel on the skin, into which you can dip the tweezers before taking hold of the individual hair.




2. Switch on the unit by turning the ON/OFF/Timer dial clockwise. The unit will beep twice and the green power light will illuminate.



3. Set the timer dial to suit the type of hair being treated. The treatment time varies between five and thirty seconds depending on the setting.

Hair Type	Dial Setting	Treatment Time
Fine Hair, e.g. lip.	1 - 3	5 - 15 seconds
Medium Hair, e.g. eyebrow.	3 - 6	15 - 25 seconds
Thick Hair, e.g. bikini line.	6 - 8	25 - 30 seconds


INSTRUCTIONS



4. Using the tweezers take hold of the hair at the point where it meets the skin. Only apply a gentle pressure on the tweezers, do NOT press the button fully (see point 6).



5. The amber treatment light will start flashing, indicating the treatment is in progress. If the amber light does not come on, check the tweezers are plugged in and that you are making a good contact with the hair at the point where it meets the skin.



6. When the treatment is complete you will hear a short bleep and the green 'treatment complete indicator' will illuminate. The hair can now be removed by increasing the pressure on the tweezers to pluck the hair out of the hair follicle.



If contact with the hair is broken during treatment the amber treatment light will go out and the unit will bleep three times. If the contact is not re-established within three seconds the treatment timer will assume you have moved onto a fresh hair and will restart the treatment programme.

REMOVING THE HAIR

The destruction of the hair root cells continues for some time after the treatment has finished. It makes no difference whether you remove the hair immediately or not.

If there is a particularly stubborn hair, an additional treatment or longer treatment time may be required.

As with all hair removal treatments it is recommended that the area you have treated is washed with cool water and a mild antiseptic cream applied.

PLEASE NOTE

If the unit has been turned on, but not used for three minutes it will beep twice and the power light will flash twice every thirty seconds. This is to attract your attention to turn the unit off and save the battery life.

LOW BATTERY WARNING

'Low Battery' is indicated by beeping intermittently every five seconds and the power light flashing.

POWER ADAPTER

Your Evolution may also be used with a power adapter (available separately as an optional extra). The power adapter simply plugs into the adapter socket on the side. (You can order the power adapter by phoning the Rio Customer Care Line on 01242 702345, using the order form enclosed or by visiting www.riobeauty.com).

CARE INSTRUCTIONS

- Do not immerse the console or tweezers in water.
- To enhance the lifetime of your tweezers keep them on the console unit and do not use them for any other purpose than intended.
- After use, wipe the tweezers clean with a slightly damp cloth, the console unit can also be wiped over.
- The tweezer can be removed from the console unit and used on their own as conventional tweezers.

TROUBLESHOOTING

Problem	Fault/Cause	Remedy
Amber treatment light does not stay/come on and console bleeps.	Good contact with the hair is not being maintained.	Check tweezers are connected. Ensure you are using gel. Grasp hair at skin level.
The amber light has gone out and the console is bleeping.	The contact with the hair has been lost.	If the contact is not re-established within three seconds the treatment timer will assume you have moved onto a new hair and restart the treatment from beginning. Grasp hair at skin level.
The console is bleeping and the power light is flashing.	Unit left on - and not used.	Turn the console off.
Console is bleeping constantly.	Low Battery.	Replace battery.
Nothing happens when the console is turned on.	The battery is dead.	Check battery is properly fitted. Fit new battery if necessary.

TROUBLESHOOTING

Problem	Fault/Cause	Remedy
The hair is difficult to remove.		If there is a lot of resistance an additional treatment or longer treatment time of the same hair may be required. Wait for 3-4 minutes and treat the hair again. Allow an additional 3-4 minutes before pulling out the hair
Hair regrows	More than a single treatment is required to kill this hair.	Repeat the treatment when the hair grows back. Use normal epilation methods in between treatments if you want to. Try a longer treatment time.
Redness of skin after treatment.		This is quite normal, you may wish to apply a mild antiseptic cream, however the redness should fade within one or two hours.
Treatment light on continuously	Contact is being maintained even when the tweezers are not in use.	Clean tweezers with a damp cloth thoroughly, removing all traces of conductive gel.

PRÉCAUTIONS

N'utilisez pas l'appareil si vous portez un pacemaker, si vous avez des problèmes cardiaques, ou si vous êtes enceinte. N'enlevez pas les poils situés sur les grains de beauté, les coups de soleil ou les écorchures. Retirez tous les piercings de la zone à traiter. N'utilisez pas l'appareil sur les zones sensibles comme les paupières et l'intérieur des oreilles ou des narines.

SERVICE CLIENTÈLE RIO

Pour toute question sur le Rio Evolution, ou en cas de problème, appelez le service clientèle de Rio au +44 (0)1242 702345.

RIO EVOLUTION


Grâce à la technologie des micro-courants, Rio Evolution élimine le follicule pileux et la papille dermique du poil pour éviter sa repousse. Le micro-courant rend alcalin le pH du follicule, ce qui attaque les cellules de la racine et de la papille qui assurent la croissance du poil. Cette action se prolonge un certain temps après le traitement et l'extraction du poil.

Il n'est pas toujours possible de détruire toutes les cellules de la papille au premier traitement, et dans ce cas il se peut que le poil repousse – mais généralement plus fin et plus clair qu'avant. Les traitements successifs détruiront les cellules de la papille dermique pour obtenir un résultat permanent. Vous pouvez utiliser votre méthode habituelle d'épilation entre les traitements.



VOTRE ÉPILATEUR RIO EVOLUTION

- 1. Pince**
- 2. Câble extensible**
- 3. Unité de commande**
- 4. Gel conducteur**
- 5. Pile**
- 6. Notice**

Veillez vérifier que toutes les pièces de l'épilateur Rio Evolution sont présentes, et s'il en manque appelez le service clientèle de Rio au +44 (0) 1242 702345.



ÉPILATEUR RIO EVOLUTION



ÉPILATEUR RIO EVOLUTION

- A. Pince**
- B. Unité de commande**
- C. Cadran de commande
MARCHÉ/ARRÊT/MINU
TERIE**
- D. Voyant d'alimentation
(VERT)**
- E. Voyant de traitement
(ORANGE)**
- F. Voyant de fin de
traitement (VERT)**
- G. Câble extensible**
- H. Prise de la pince**
- I. Prise de l'adaptateur**
- J. Compartiment à pile**

AVANT DE COMMENCER

Branchez une extrémité du câble extensible à la pince et l'autre à la prise de la pince, située sur l'unité de commande (voir l'image ci-contre).

INSTALLATION DE LA PILE

Pour installer la pile, ouvrez le petit compartiment situé au-dessous de l'unité de commande. Utilisez uniquement une pile PP3, MN1604 ou 6LR61.

INSTRUCTIONS

Note : Chez certaines personnes, il peut se produire une légère rougeur après l'extraction du poil. Ceci est tout à fait normal et disparaît au bout d'une heure ou deux.

Avant de commencer, démaquillez-vous et nettoyez la zone à traiter à l'eau et au savon.



1. Mettez une petite quantité de gel conducteur Rio sur les poils à traiter, OU mettez une petite quantité de gel sur la peau et trempez-y le bout de la pince avant de prendre chaque poil.




2. Allumez l'appareil en tournant le bouton MARCHE/ARRÊT/Minuterie dans le sens des aiguilles d'une montre. L'appareil fera deux bips et le voyant vert s'allumera.



3. Réglez la minuterie selon le type de poil à extraire. Le temps de traitement varie de cinq à trente secondes selon le numéro indiqué par le cadran.

Type de poil	Numéro du cadran	Temps de traitement
Poil fin, par ex. lèvre supérieure	1 - 3	5 à 15 secondes
Poil moyen, par ex. sourcil	3 - 6	15 à 25 secondes
Poil épais, par ex. bikini	6 - 8	25 à 30 seconds

INSTRUCTIONS




4. A l'aide de la pince, saisissez le poil à l'endroit où il sort de la peau. Serrez doucement la pince, **SANS** appuyer à fond sur le bouton (voir schma n°6).



5. Le voyant de traitement orange commence à clignoter, pour indiquer que le traitement est en cours.

Si le voyant orange ne s'allume pas, vérifiez que la pince est bien branchée et qu'elle est bien en contact avec le poil juste à l'endroit où il sort de la peau.



6. Une fois le traitement terminé, vous entendrez un petit bip et le voyant vert de fin de traitement s'allumera. Vous pouvez alors extraire le poil en appuyant davantage sur la pince pour faire sortir le poil du follicule.

Si le contact avec le poil est perdu au cours du traitement, le voyant orange s'éteint et l'unité émet trois bips. Si le contact n'est pas rétabli dans les trois secondes, la minuterie considère que vous avez passé à un autre poil et elle fait redémarrer le traitement.



EXTRACTION DU POIL

La destruction des cellules de la racine du poil continue pendant un certain temps après la fin du traitement. Peu importe si vous retirez ou non le poil immédiatement.

Si un poil est particulièrement récalcitrant, il faudra peut-être un traitement supplémentaire ou un temps de traitement plus long.

Comme pour tous les traitements d'épilation, il est recommandé de laver la zone épilée à l'eau froide et d'y appliquer une crème antiseptique.

NOTE

Si l'appareil est allumé mais n'est pas utilisé pendant trois minutes, il fait deux bips et le voyant d'alimentation clignote deux fois toutes les trente secondes, pour attirer votre attention. Vous pourrez alors éteindre l'appareil et économiser la pile.

AVERTISSEMENT 'PILE FAIBLE'

Si la pile est faible, l'appareil émet des bips toutes les cinq secondes et le voyant d'alimentation clignote.

ADAPTATEUR SECTEUR

Le Rio Evolution peut aussi fonctionner avec un adaptateur secteur (disponible en option). Il suffit de brancher l'adaptateur sur la prise prévue à cet effet sur le côté de l'unité. (Pour commander l'adaptateur secteur, appelez le service clientèle de Rio au +44 (0)1242 702345, envoyez le bon de commande ci-joint ou visitez le site www.riobeauty.com).

ENTRETIEN

- Ne plongez ni l'unité ni la pince dans l'eau.
- Pour faire durer la pince plus longtemps, gardez-la sur l'unité et ne vous en servez pour aucun autre usage.
- Après usage, essuyez la pince avec un chiffon légèrement humide, et vous pouvez aussi essuyer l'unité.
- Vous pouvez détacher la pince de l'unité de commande et vous en servir de pince à épiler classique.

PANNES		
Problème	Défaut/Cause	Remède
Le voyant orange ne s'allume pas/ne reste pas allumé et l'appareil émet des bips.	Manque de bon contact avec le poil.	Vérifiez que la pince est bien connectée. N'oubliez pas d'utiliser du gel. Saisissez le poil tout contre la peau.
Le voyant orange s'éteint et l'appareil émet des bips.	Le contact avec le poil a été interrompu.	Si le contact n'est pas rétabli dans les trois secondes, la minuterie considère que vous avez passé à un autre poil et elle fait redémarrer le traitement depuis le début. Saisissez le poil tout contre la peau
L'appareil émet des bips et le voyant d'alimentation clignote.	Unité laissée allumée sans être utilisée	Eteignez l'appareil
L'appareil émet des bips sans interruption puis s'arrête.	Pile faible.	Éteignez l'appareil. Changez la pile.
Rien ne se passe quand on allume l'appareil.	La pile est déchargée/usagée.	Vérifiez que la pile est bien installée. Installez une pile neuve.

	PANNES	
Problem	Défaut/Cause	Remède
Le poil est difficile à extraire.		S'il y a beaucoup de résistance, il faudra peut-être refaire un nouveau traitement au poil ou essayer un temps de traitement plus long. Nous vous conseillons d'attendre 3 à 4 minutes avant de retraiter le poil.
Le poil repousse.	Il faut parfois plusieurs traitements pour détruire un poil.	Répétez le traitement quand le poil aura repoussé. Si vous le désirez, vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode habituelle d'épilation entre les traitements. Essayez un temps de traitement plus long.
La peau est rouge après le traitement.		C'est tout à fait normal, vous pouvez mettre une crème antiseptique mais la rougeur devrait s'estomper au bout d'une heure ou deux.
Le voyant de traitement reste constamment allumé.	Le contact est maintenu même lorsque la pince n'est pas utilisée.	Nettoyez la pince avec un chiffon humide pour retirer toutes les traces de gel conducteur.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses Gerät ist bei folgenden Gesundheitsproblemen nicht anzuwenden:

Herzschrittmacher oder Herzbeschwerden. Haare auf Muttermalen, Hautstellen mit Sonnenbrand oder Schürfwunden nicht entfernen. Nicht in der Schwangerschaft verwenden. Vor der Behandlung unbedingt alle Körperpiercings von der zu behandelnden Stelle entfernen. Nicht an empfindlichen Stellen wie Augenlidern, Innenohr oder für die Entfernung von Nasenhaar verwenden.

TELEFONISCHE KUNDENBETREUUNG VON RIO

Sollten Sie Fragen zu Ihrem Rio Evolution bzw. Probleme irgendwelcher Art haben, dann rufen Sie bitte die telefonische Kundenbetreuung von Rio unter +44 (0)1242 702345 an.

RIO EVOLUTION


Rio Evolution zerstört mit Hilfe von Mikrostromtechnologie Haarwurzel und Papille und verhindert so ein Nachwachsen des Haares. Durch den Mikrostrom ändert sich der pH-Wert im Haarfollikel und wird alkalisch, wodurch die für den Haarwuchs verantwortlichen Zellen der Haarwurzel und Papille angegriffen werden. Dieser Vorgang setzt sich nach Abschluss der Behandlung und Entfernung des Haares noch einige Zeit fort.

Es ist nicht immer möglich, alle Papillenzellen mit einer einzigen Behandlung abzutöten, das Haar kann daher wieder nachwachsen. Falls es tatsächlich nachwächst, ist es jedoch normalerweise wesentlich feiner und heller als zuvor. Kann eventuell Weitere aufeinander folgende Behandlungen sollten die Papillenzellen jedoch permanent abtöten. Sie können zwischen den einzelnen Behandlungen auch Ihre normale Epilationsmethode verwenden.



IHR RIO EVOLUTION HAARENTFERNER

1. **Pinzette**
2. **Spiralkabel**
3. **Steuergerät**
4. **Leitendes Gel**
5. **Batterie**
6. **Anleitungsheft**

Bitte prüfen Sie vor der Verwendung Ihres Rio Evolution Haarentferrers, ob all diese Bestandteile vorhanden sind. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte unter +44 (0)1242 702345 an unsere telefonische Kundenbetreuung.



RIO EVOLUTION HAIR REMOVER



RIO EVOLUTION HAIR REMOVER

- | | |
|---|--|
| A. Pinzette | F. Anzeige für
Behandlungsende
(GRÜN) |
| B. Steuergerät | |
| C. AN/AUS/TIMER-Regler | G. Spiralkabel |
| D. Stromanzeige
(GRÜN) | H. Pinzettenanschluss |
| E. Behandlungsanzeige
(GELB) | I. Adapteranschluss |
| | J. Batteriefach |

BEVOR SIE ANFANGEN

Stecken Sie ein Ende des Spiralkabels in die Pinzette und das andere Ende in den Pinzettenanschluss des Steuergeräts ein (wie gegenüber abgebildet).

EINLEGEN DER BATTERIE

Öffnen Sie das kleine Batteriefach an der Unterseite des Steuergeräts und legen Sie die Batterie ein. Nur Batterien vom Typ PP3, MNI604 oder 6LR6I verwenden.

ANLEITUNG

Bitte beachten Sie: Nach dem Entfernen der Haare kann eventuell eine leichte Rötung der Haut auftreten. Dies ist ganz normal und gibt sich innerhalb von ein bis zwei Stunden wieder. Entfernen Sie vor der Behandlung bitte alles Make-up und reinigen Sie den zu behandelnden Bereich mit Seife und Wasser.



1. Geben Sie eine kleine Menge Rio Leitendes Gel auf die zu behandelnden Haare ODER geben Sie etwas Gel auf die Haut und tauchen dann die Pinzette hinein, bevor Sie damit die einzelnen Haare greifen.




2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den AN/AUS/TIMER-Regler im Uhrzeigersinn drehen. Das Gerät piept zweimal, die grüne Stromanzeige leuchtet auf.



3. Stellen Sie die Timeranzeige gemäß dem zu behandelnden Haartyp ein. Die Behandlungszeit variiert zwischen fünf und dreißig Sekunden, je nach Einstellung.

Haartyp	Einstellung	Behandlungszeit
Feines Haar, z.B. Oberlippe	1 - 3	5 - 15 Sekunden
Mittleres Haar, z.B. Augenbrauen	3 - 6	15 - 25 Sekunden
Dickes Haar, z.B. Bikinizone	6 - 8	25 - 30 Sekunden

ANLEITUNG




4. Greifen Sie das Haar mit der Pinzette dort, wo es aus der Haut wächst. Üben Sie nur einen sanften Druck auf die Pinzette aus, drücken Sie die Taste NICHT völlig (siehe Punkt 6).



5. Die gelbe Behandlungsleuchte beginnt zu blinken und zeigt an, dass die Behandlung im Gange ist.

Blinkt die gelbe Leuchte nicht auf, prüfen Sie bitte, ob die Pinzette eingesteckt ist und Sie mit dem Haar dort, wo es aus der Haut wächst, guten Kontakt haben.



6. Nach abgeschlossener Behandlung hören Sie einen kurzen Piepton und die grüne „Anzeige für Behandlungsende“ leuchtet auf. Nun kann das Haar entfernt werden. Erhöhen Sie dazu den Druck auf die Pinzette und zupfen Sie das Haar aus dem Follikel.



Wird der Kontakt mit dem Haar während der Behandlung unterbrochen, erlischt die gelbe Behandlungsleuchte und das Gerät piept dreimal. Wird der Kontakt nicht innerhalb von drei Sekunden wiederhergestellt, nimmt der Behandlungstimer an, dass Sie mit einem neuen Haar weitermachen möchten und beginnt das Behandlungsprogramm von vorn.

ENTFERNUNG DES HAARS

Die Zerstörung der Haarwurzelzellen setzt sich nach Abschluss der Behandlung einige Zeit fort. Dabei ist es egal, ob Sie das Haar sofort entfernen oder nicht.

Bei besonders hartnäckigen Haaren kann eine zusätzliche Behandlung bzw. eine längere Behandlungszeit erforderlich sein.

Wie bei allen Behandlungen zur Haarentfernung empfehlen wir auch hier, den behandelten Bereich mit kühlem Wasser zu waschen und eine antiseptische Creme aufzutragen.

BITTE BEACHTEN

Ist das Gerät eingeschaltet und wird drei Minuten lang nicht benutzt, piept es zweimal und die Stromanzeige blinkt alle dreißig Sekunden auf. Damit werden Sie darauf hingewiesen, das Gerät auszuschalten und die Batterie zu schonen.

WARNUNG BEI SCHWACHER BATTERIE

Eine „schwache Batterie“ wird durch Pieptöne im Abstand von fünf Sekunden und Blinken der Stromanzeige angezeigt.

STROMADAPTER

Sie können Ihren Rio Evolution auch mit einem Stromadapter verwenden (separat als optionales Extra erhältlich). Der Stromadapter wird einfach in den Adapteranschluss an der Seite des Geräts eingesteckt. (Sie können den Adapter telefonisch bei der Rio Kundenbetreuung unter +44 (0)1242 702345, mit dem beigefügten Bestellformular oder online unter www.riobeauty.com bestellen.)

PFLEGEANLEITUNG

- Gerät und Pinzette nicht in Wasser eintauchen.
- Um die Lebenserwartung Ihrer Pinzette zu verlängern, sollten Sie sie am Steuergerät lassen und nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Wischen Sie die Pinzette nach der Verwendung mit einem leicht feuchten Tuch ab. Auch das Steuergerät kann abgewischt werden.
- Die Pinzette kann auch vom Steuergerät abgenommen und wie eine herkömmliche Pinzette verwendet werden.

STÖRUNGSSUCHE

Problem	Fehler/Ursache	Behebung
Gelbe Behandlungsanzeige schaltet sich nicht an/bleibt nicht an, das Gerät piept.	Es besteht kein guter Kontakt mit dem Haar.	Prüfen, ob Pinzette angeschlossen ist. Unbedingt Gel auftragen. Haar direkt an der Haut fassen.
Die gelbe Leuchte ist erloschen, das Gerät piept.	Der Kontakt mit dem Haar wurde unterbrochen.	Wird der Kontakt nicht innerhalb von drei Sekunden wiederhergestellt, nimmt der Behandlungstimer an, dass Sie mit einem neuen Haar weitermachen möchten und beginnt das Behandlungsprogramm von vorn. Haar direkt an der Haut fassen.
Das Gerät piept, die Stromanzeige blinkt.	Gerät war eingeschaltet, wurde aber nicht benutzt.	Das Gerät ausschalten.
Gerät piept dauernd und hört dann auf.	Schwache Batterie.	Batterie austauschen.
Es geschieht nichts, wenn das Gerät eingeschaltet ist.	Die batterie ist fast leer.	Prüfen Sie, ob die Batterie eingelegt ist. Bringen Sie eine neue Batterie an.

STÖRUNGSSUCHE

Problem	Fault/Cause	Remedy
Das Haar ist schwer zu entfernen.		Wenn Sie großen Widerstand spüren, kann eine zusätzliche Behandlung oder eine längere Behandlungszeit des Haares erforderlich sein. Wir empfehlen, dass Sie vor der erneuten Behandlung Ihres Haares 3-4 Minuten verstreichen lassen.
Haar wächst wieder nach.	Manchmal ist mehr als eine Behandlung erforderlich, um ein Haar abzutöten.	Behandlung wiederholen, wenn das Haar nachgewachsen ist. Versuchen Sie es mit einer längeren Behandlungszeit.
Hautrötung nach Behandlung.		Das ist ganz normal. Sie können eine antiseptische Creme auftragen, die Rötung sollte sich jedoch nach ein bis zwei Stunden geben.
Behandlungsanzeige dauernd an.	Der Kontakt bleibt bestehen, auch wenn die Pinzette nicht benutzt wird.	Reinigen Sie die Pinzette gründlich mit einem feuchten Tuch und entfernen Sie alle Spuren des Leitenden Gels.

VOORZORGSMAATREGELEN

Dit product niet gebruiken als u het volgende heeft:

Een pacemaker of een hartkwaal. Verwijder geen haar van moedervlekken of van door de zon verbrande of geschaafde huid. Niet gebruiken als u in verwachting bent. Zorg ervoor dat alle body piercings van de te behandelen huid worden verwijderd. Niet gebruiken op gevoelige huid, zoals: de oogleden, de binnenkant van het oor of de neus.

KLANTDIENST VAN RIO

Als u vragen heeft over de Rio Evolution, of als u problemen ondervindt, dan kunt u contact opnemen met de klantendienst van Rio op + 44 (0)1242 702345.

RIO EVOLUTION


Rio Evolution maakt gebruik van microstroom-technologie en vernietigt de haarwortel en de papil, zodat er geen haar meer kan groeien. De microstroom maakt de pH van de haarfollikel alkalisch, waardoor de cellen van de haarwortel en de papil worden vernietigd (en dit zijn de cellen die verantwoordelijk zijn voor de haargroei). Deze actie gaat nog enige tijd door, ook nadat de behandeling is gestopt en het haartje is verwijderd.

Het is niet altijd mogelijk om alle papilcellen met één enkele behandeling te vernietigen, hetgeen betekent dat het haar terug kan groeien. Als het teruggroeit, is het haar gewoonlijk veel dunner en fijner dan daarvoor. Opeenvolgende behandelingen vernietigen de papilcellen voor een permanent resultaat. U kunt tussen de behandelingen in uw haar op de gebruikelijke wijze epileren.



HET RIO EVOLUTION HAARVERWIJDERINGSAPPARAAT

- 1. Pincet**
- 2. Gedraaid snoer**
- 3. Bedieningstoestel**
- 4. Geleidende gel**
- 5. Batterij**
- 6. Instructieboekje**

Controleer of u alle onderdelen heeft, voordat u het Rio Evolution Haarverwijderingsapparaat voor het eerst gebruikt. Als er onderdelen missen, belt u onze klantendienst op + 44 (0)1242 702345.



HET RIO EVOLUTION HAARVERWIJDERINGSAPPARAAT



HET RIO EVOLUTION HAARVERWIJDERINGSAPPARAAT

- | | |
|---|---|
| A. Pincet. | F. Behandeling voltooid lichtje. (GROEN) |
| B. Bedieningstoestel. | G. Gedraaid snoer. |
| C. AAN/UIT/TIMER regelknop. | H. Pincetcontact. |
| D. Stroomlichtje. (GROEN) | I. Adaptercontact. |
| E. Behandelingslichtje. (ORANJE) | J. Batterijvakje. |

VOORDAT U BEGINT

Sluit het ene uiteinde van het gedraaide snoer aan op de pincet en het andere uiteinde op het pincetcontact van het bedieningstoestel (zoals hiernaast staat afgebeeld).

DE BATTERIJ PLAATSEN

Als u de batterij wilt plaatsen, opent u het kleine vakje aan de onderzijde van het bedieningstoestel. Gebruik alleen een PP3, MNI604 of 6LR61 batterij.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

N.B. Sommige mensen merken op dat hun huid enigszins rood wordt wanneer het haar is verwijderd. Dit is normaal. De huid wordt binnen één of twee uur weer normaal van kleur.

Voordat u begint, dient u alle make-up te verwijderen en de huid met water en zeep te wassen.



1. Smeer een kleine hoeveelheid geleidende gel van Rio op de haren die behandeld dienen te worden OF leg een klodder gel op de huid, waar u de pincet in kunt dopen, voordat u elke individueel haartje uittrekt.




2. Zet het bedieningstoestel aan door de AAN/UIT/Timer knop naar rechts te draaien. Het toestel piept tweemaal en het groene stroomlichtje gaat aan.



3. Stel de timer in op het soort haar dat behandeld moet worden. De behandelingstijd varieert van vijf tot dertig seconden, afhankelijk van de instelling.

Soort haar	Knopinstelling	Behandelingstijd
Fijne haartjes, bijv. lip.	1 – 3	5 - 15 seconden
Medium haartjes, bijv. wenkbrauw.	3 - 6	15 - 25 seconden
Dikke haartjes, bijv. bikinilijn.	6 - 8	25 - 30 seconden

GEBRUIKSAANWIJZINGEN




4. Pak het haar met de pincet vast op het punt waar het de huid raakt. Zachtjes op de pincet drukken. De knop NIET helemaal indrukken (zie punt 6).



5. Het oranje behandelingslichtje begint te knipperen, hetgeen betekent dat de behandeling aan de gang is.

Als het oranje lichtje niet aan gaat, controleert u of de pincet aangesloten is en of u goed contact maakt met het haartje, op het punt waar het de huid raakt.



6. Wanneer de behandeling is voltooid, hoort u een korte piep, en gaat het groene 'behandeling voltooid' lichtje aan. Het haar kan nu worden verwijderd door de pincet iets harder samen te knijpen en het haartje uit de haarfollikel te trekken.



Als het contact met het haartje tijdens de behandeling wordt verbroken, zal het oranje lichtje uit gaan en zal het toestel driemaal piepen. Als het contact niet binnen drie seconden opnieuw tot stand wordt gebracht, neemt de timer aan dat u een nieuw haartje gaat behandelen, en begint de behandeling van voren af aan.

HET HAAR VERWIJDEREN

De vernietiging van de haarwortelcellen gaat nog enige tijd door, ook nadat de behandeling is gestopt. Het maakt niet uit of u het haar onmiddellijk verwijdert of niet.

Als het haartje heel stug is, kan het nodig zijn om de behandeling te herhalen of de behandelingstijd te verlengen.

Net als met alle haarverwijderingsbehandelingen, wordt aangeraden om de behandelde huid met koud water te wassen en er een ontsmettende crème op te smeren.

N.B.

Als het toestel aan staat, maar drie minuten lang niet wordt gebruikt, zal het om de dertig seconden tweemaal piepen en zal het stroomlichtje tweemaal knipperen. De bedoeling hiervan is om uw aandacht te trekken zodat u het toestel uitzet, zodat de batterij langer meegaat.

WAARSCHUWING ALS DE BATTERIJ BIJNA LEEG IS

Als de batterij bijna leeg is, zal het toestel om de vijf seconden piepen en zal het stroomlichtje knipperen.

STROOMADAPTER

De Rio Evolution kan ook met een stroomadapter worden gebruikt (apart verkrijgbaar). U steekt de stroomadapter gewoon in het adaptercontact aan de zijkant van het toestel. (U kunt de stroomadapter bestellen door te bellen naar de klantendienst van Rio op + 44 (0)1242 702345. U kunt ook het bijgevoegde formulier gebruiken of een bezoekje brengen aan www.riobeauty.com).

ONDERHOUD

- Het toestel en de pincet niet in water onderdompelen.
- Als u wilt dat uw pincet langer meegaat, houd hem dan altijd bij het bedieningstoestel en gebruik hem niet voor andere doeleinden.
- Na de behandeling veegt u de pincet met een vochtige doek schoon. Ook het bedieningstoestel kan schoongeveegd worden.
- De pincet kan uit het toestel worden gehaald en als een gewone pincet worden gebruikt.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Problem	Fout/Oorzaak	Oplossing
Het oranje behandelingslichtje gaat/blijft niet aan en het toestel piept.	Er wordt geen goed contact met het haartje gemaakt.	Controleer of de pincet is aangesloten. Zorg ervoor dat u de geleidende gel gebruikt. Pak het haartje vast op het punt waar het de huid raakt.
Het oranje lichtje is uitgegaan en het toestel piept.	Er is geen contact meer met het haartje.	Als het contact niet binnen drie seconden opnieuw tot stand wordt gebracht, neemt de timer aan dat u een nieuw haartje gaat behandelen, en begint de behandeling van voren af aan. Pak het haartje vast op het punt waar het de huid raakt.
Het toestel piept en het stroomlichtje knippert.	Het toestel is nog steeds aan – en wordt niet gebruikt.	Zet het toestel uit.
Het toestel piept voortdurend en stopt dan ineens.	De batterij is bijna leeg.	Vervang de batterij.
Er gebeurt niets wanneer het toestel wordt aangezet.	De batterij functioneert niet of is leeg.	Controleer of er een batterij geplaatst is. Vervang de batterij.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Problem	Fout/Oorzaak	Oplossing
De haartjes zijn moeilijk te verwijderen.		Als het haartje heel stug is, kan het nodig zijn om de behandeling te herhalen of de behandelingstijd te verlengen. Aanbevolen wordt om 3-4 minuten te wachten voordat u het haar opnieuw behandelt.
Het haar groeit terug.	oms moet de behandeling worden herhaald, voordat een haar niet meer teruggroeit.	Herhaal de behandeling wanneer het haar teruggroeit. Als u wilt, kunt u tussen de behandelingen in uw haar op de gebruikelijke wijze epilieren. Probeer een langere behandelingstijd.
Na de behandeling is de huid rood.		Dit is normaal. U kunt er een ontsmettende crème op smeren, maar de huid zal binnen één tot twee uur zijn normale kleur terugkrijgen.
Het behandelingslichtje is voortdurend aan.	Er is nog steeds contact, zelfs al wordt de pincet niet gebruikt.	Maak de pincet goed met een vochtige doek schoon en zorg ervoor dat alle geleidende gel is verwijderd.

YOUR GUARANTEE



*On receipt of the completed guarantee registration
slip opposite, The Dezac Group Limited
will guarantee your
Rio Evolution Hair Remover
for one year against failure
due to faulty workmanship or components.*

This Guarantee does not affect your statutory rights.

After completing the form opposite, cut out and send to:

THE DEZAC GROUP LTD,
PO BOX 17, CHELTENHAM,
GLOUCESTERSHIRE GL53 7ET

GUARANTEE REGISTRATION

Please complete in block capitals

Model _____

Date of purchase _____

Purchased from _____

Title: Mr/Mrs/Miss/Ms

Initials _____

Surname _____

Address _____

Town/City _____

County _____

Country _____

Postcode _____



